

# サンプル調製試薬

iST Kits

非標識試料および代謝標識試料に対応した製品



iST 8×  
P.O.00001 | EUR 299

- 必要な試薬がすべて含まれています。
- 簡便・高感度・短時間でサンプル調製が完了します。
- MS 測定に直接かけることが可能な高品質の試料が得られます。



iST 96×  
P.O.00027 | EUR 2590

- iST 8x の特長に加え、多検体処理のワークフローにも対応します。
- High-throughput システムに対応します。
- 自動化された液体処理装置に対応します。

化学標識試料に対応した製品



iST-NHS 12×  
P.O.00026 | EUR 499

- 必要な試薬がすべて含まれています。
- 簡便・高感度・短時間でサンプル調製が完了します。
- MS 測定に直接かけることが可能な高品質の試料が得られます。



iST-NHS 96×  
P.O.00030 | EUR 2590

- iST 12x の特長に加え、多検体処理のワークフローにも対応します。
- High-throughputシステムに対応します。
- 自動化された液体処理装置に対応します。

GFP融合蛋白質のアフィニティー精製質量分析 (AP-MS) に対応した製品



iST GFP-Trap 8×  
gtak-iST-8 | EUR 450

- アガロースビーズ表面をGFP-Trap 処理しています。
- 共免疫沈降 (co-IP) 試料の MS 用サンプル調製に使用できます。
- MS 測定に直接かけることが可能な高品質の試料が得られます。

available via our partner ChromoTek ([www.chromotek.com](http://www.chromotek.com))

# サンプルクリーンアップ試薬

フェニックス ペプチドクリーンアップキット

デタージェント、ポリマー、塩、脂質などを除去するための製品




Phoenix 96×  
P.O.00023 | EUR 1599

- ペプチド回収率が極めて優れています。
- 簡便・短時間でサンプル調製が終了し、多くの蛋白質同定が可能です。
- MS 測定に直接かけることが可能な高品質の試料が得られます。


# iST 関連製品

多検体 High-throughput 処理のための製品



96well adapter  
P.O.00002 | EUR 150

- MTP プレート遠心用アダプター
- 2 個入り



Heating shaker adapter  
P.O.00004 | EUR 1080


- MTP プレートシェーカー
- 自動化された液体処理装置に対応します。
- iST カートリッジを適温に維持します。



プロテオミクス研究に貢献する新技術

質量分析装置を用いた  
プロテオミクス研究に有用な  
標準化サンプル調製法

## iST technology



PreOmics社 (PreOmics GmbH) は、マックスプランク生化学研究所・Matthias Mann 研究室からのスピノフ企業です。PreOmics社は、同研究室で生まれた革新的技術を用い、信頼性のある結果を迅速かつ簡便に得るための製品を開発し提供することにより、質量分析装置によるプロテオミクス研究の促進に貢献することを目的として設立されました。

Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried, Germany  
Phone: +49 (0) 89 2314 1630  
[info@preomics.com](mailto:info@preomics.com)  
[www.preomics.com](http://www.preomics.com)